



A/B ODU5 - ULTRASONOGRAF

Wysokiej jakości USG okulistyczne. Lekka, przenośna stacja ultrasonograficzna prezentacji A/B.

Producent: **KAIXIN, ChRL**



- kompaktowe rozmiary
- kolorowy ekran LED 10.4"
- wygodna jedna platforma:
 - **B-Scan** z sondą 10MHz - **made in France**
 - kąt skanowania: 53°
 - regulowane wzmocnienie: od 0 do 120dB
 - pomiar: odległość, powierzchnia, obwód, kąt
 - 8 stopniowa regulacja kompensacji TGC
 - tryb prezentacji pseudo-kolor
 - tryb nagrywania badania i odtwarzania w pętli
 - **A-Scan** z sondą 10MHz - **made in USA**
 - rozdzielczość: 0.01mm
 - zakres pomiarowy: od 15 do 40mm
 - wbudowane formuły: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst, Hoffer-Q, Haigis
 - tryby pomiaru: automatyczny lub manualny
 - sposób pomiaru: kontaktowy lub immersyjny (opcja)
- wbudowana pamięć 8GB
- transmisja danych zgodna z DICOM
- dodatkowe oświetlenie ułatwiające pracę w ciemni
- waga: 4.6kg
- oprogramowanie do archiwizacji badań