



ACCUTOME A-SCAN PLUS CONNECT - ULTRASONOGRAF

Rozdzielczość i dokładność – najlepsze na rynku ultrasonografów.

Producent: **Accutome by Keeler, USA**



- 100% skuteczności pomiaru
- możliwość badania metodą imersyjną lub kontaktową
- praca w trybie manualnym lub automatycznym
- automatyczna detekcja osiowości sondy
- nowoczesne formuły trzeciej i czwartej generacji: Hoffer Q, SRK/T, Holladay, Haigis, Binkhorst II
- wszystkie formuły jednocześnie na ekranie

rozdzielczość:	0,016 mm
dokładność:	0,1 mm
częstotliwość:	10 MHz
wymiary:	4,32 cm x 0,63 cm

więcej informacji: <https://www.keeler.co.uk/accutome-a-scan-plus-connect.html>