



ACCUTOME ACCUPEN - TONOMETR

Ręczny tonometr aplanacyjny z automatycznym odczytem ciśnienia śródgałkowego.

Producent:

Accutome by Keeler

Kraj pochodzenia:

Wielka Brytania



CHARAKTERYSTYKA

- technologia Gravity Offset zapewnia precyzyjne pomiary IOP
- funkcja autokalibracji
- trwała bateria litowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Dokładność:	+/- 2 mm Hg
Zakres:	5 - 60 mm Hg
Wyświetlacz:	LCD 1,3"
Masa:	85 g
Wyświetlacz:	LCD 1,3"