



ACCUTOME B-SCAN PRO - ULTRASONOGRAF

OFERTA SPECJALNA

Rozdzielczość i dokładność – najlepsze na rynku ultrasonografów.

Producent: **Accutome by Keeler, USA**



- kompaktowy B-Scan do współpracy z komputerem stacjonarnym lub przenośnym lub tabletem
- najlepsza na rynku rozdzielczość: osiowa 0,015 mm
- wyjątkowo ostry obraz bez zakłóceń
- sonda o dwóch częstotliwościach: 12 MHz/15 MHz
- kąt skanowania 60 stopni
- komputer - opcja

więcej informacji: <https://www.keeler.co.uk/b-scan-pro.html>