



## CRYSTALVUE TONOVUE - TONOMETR

Automatyczny tonometr bezkontaktowy.

Producent: **Crystalvue, Tajwan**

The Crystalvue logo consists of a blue circular icon with a white, starburst-like pattern inside, followed by the word 'Crystalvue' in a blue, sans-serif font. A horizontal line is positioned below the logo.

Crystalvue

- sterowanie poprzez ekran dotykowy
- podgląd badanego oka na wbudowanym kolorowym ekranie
- funkcja kalkulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego ze względu na centralną grubość rogówki z możliwością ustawienia własnej formuły kalkulacji
- wbudowany ogranicznik zabezpieczający oko pacjenta przed kontaktem
- w pełni automatyczny tracking 3D, automatyczne ustawienie głowicy we wszystkich płaszczyznach
- wbudowana drukarka termiczna

więcej informacji: <https://www.crystalvue.com.tw/en/product.php?act=view&id=4>

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=s-TIxQGTwyI>