



ACCUTOME PACHPEN - PACHYMETR

Wysokiej jakości ręczny pachymetr. Lekki i precyzyjny przyrząd do pomiaru grubości rogówki.

Producent: **Accutome by Keeler, USA**



- delikatna sonda dotykowa zapewnia komfort pacjenta
- szybkość i łatwość pomiaru
- wyjątkowa dokładność, średnia z 9 pomiarów
- trwała bateria litowa
- kalkulacja korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego IOP

dokładność:	+/- 5 μm
rozdzielczość:	+/- 1 μm
częstotliwość:	65 MHz
zakres:	300 - 999 μm
masa:	85 g

więcej informacji: <https://www.keeler.co.uk/accutome-accupen.html>