



APPASAMY SUPRAPHOB - OCZEWKA ASFERYCZNA HYDROFOBOWA

Soczewka asferyczna hydrofobowa.

Charakterystyka:

- materiał: hydrofobowy polimer akrylowy
- zakres dioptryzacji: od -20D do +40D
- wielkość cięcia: 2,8mm
- angulacja haptyk: 0°
- filtr światła UV kompatybilny z laserem YAG
- ostre krawędzie wzdłuż części optycznej i haptycznej
- soczewka fabrycznie załadowana w iniektor !!!

Producent:

Appasamy



**APPASAMY
ASSOCIATES**
