



SOLEKO CARLEVALE - TYLNOKOMOROWA SOCZEWKA WEWNĄTRZGAŁKOWA

Tylnokomorowa soczewka wewnątrzgałkowa dla pacjentów bezsoczewkowych.

Producent:
SOLEKO

Kraj pochodzenia:
Włochy



CHARAKTERYSTYKA

CARLEVALE - zaprojektowana przez chirurga doktora Carlo Carlevalle, zwijalna, hydrofilna, tylnokomorowa soczewka wewnątrzgałkowa dla pacjentów bezsoczewkowych, wszczepiana przez mikrocięcie (injector 2.1), mocowana bez podszywania śródtwardówkowo za pomocą specjalnych haptyków. Znakomita alternatywa dla soczewek wewnątrzgałkowych wymagających podszywania lub dużego cięcia w rogówce.

- unikalna konstrukcja umożliwiająca szybką implantację bez konieczności szycia
- soczewka toryczna -technologia Real Axis
ostra krawędź na pełnym obwodzie części optycznej

PARAMETRY TECHNICZNE

średnica optyki:	6,5 mm
angulacja:	10°
indeks refrakcji:	1.461