



BIOMETR OD1-A - ULTRASONOGRAF

Wysokiej jakości, lekki i precyzyjny ultrasonograf okulistyczny prezentacji A - biometr.

Producent: **KAIXIN, ChRL**



- kompaktowe rozmiary
- biometr A-Scan z sondą 10MHz
 - rozdzielczość: 0.01mm
 - regulowane wzmocnienie: od 0 do 120dB
 - zakres pomiarowy: od 15 do 35mm
 - wbudowane formuły: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst, Hoffer-Q, Haigis
 - tryby pomiaru: automatyczny lub manualny
 - sposób pomiaru: kontaktowy lub immersyjny (opcja)
- kolorowy, dotykowy ekran LED 5.7"
- wbudowana drukarka
- waga: 1.7kg
- oprogramowanie do archiwizacji badań