



## **EUCARIS TSCP - 800 - RZUTNIK**

Rzutnik optotypów sterowany pilotem.

Producent: **Sciencetera, Korea Płd.**



- źródło światła - LED
- 32 testy: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth, Schober, stereoskopowe, na astygmatyzm
- wszystkie maski: linia pozioma, pionowa, pojedynczyznak
- bezpośredni dostęp z pilota do każdego optotypu
- ekran w komplecie
- doskonała jakość