



## EVERVIEW LUCID LC24 - PANEL LCD

Panel LCD o wysokiej rozdzielczości.

Producent: **EverView**, Korea Płd.



**Pobierz broszurę**

---

- testy: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth, Schrober, na astygmatyzm, Badanie Zeza Ukrytego, Badanie na Ślepotę Barw, ETDRS, badanie wrażliwości na kontrast
- panel LCD 24"
- sterowany pilotem

### **Kluczowe funkcje:**

#### **Wbudowany system Android firmy Google**

Bez klawiatury! Bez myszy! Obsługa za pomocą wygodnego interfejsu.

#### **Obsługa wielu kanałów sterowania**

Możliwość obsługi maksymalnie pięciu urządzeń w tym samym miejscu

#### **Różnorodne tablice ostrości wzroku (VA)**

Tablice alfabetyczne, numeryczne, Snellena, pierścienie Landolta i tablice dla dzieci są dostępne standardowo.

#### **Specjalne tablice**

Szeroki wybór tablic do testów na forię, równowagę i stereoskopię dostępny w standardzie. Dowolne tablice dostarczone mogą być łatwo dodane za pomocą specjalnego narzędzia.

### **Test na daltonizm**

W zestawie 23 arkusze wysokiej rozdzielczości do testowania daltonizmu.

### **ETDRS z czułością na kontrast**

Kontrast tablicy ETDRS można regulować do testów czułości kontrastu.

Pozwala na pomiar wzroku po zabiegach takich jak LASEK, przy jaskrze lub innych chorobach oczu.

### **Funkcja losowych optotypów**

Losowe tablice są generowane w VA, aby zapobiec zapamiętywaniu optotypów przez pacjenta.

## **Specyfikacja techniczna:**

### **Ekran**

24-calowy wyświetlacz WUXGA TFT LCD (1920 x 1200 pikseli)

### **Aktywny obszar wyświetlania**

(Szer.) 518,4 x (Wys.) 324,0 mm

### **Jasność**

Maksymalna: 300 cd/m<sup>2</sup>

### **Odległość pomiarowa**

2,0~6,0 m (skok co 0,25 m)

### **Procesor**

Amlogic S905 SoC

4-rdzeniowy ARM Cortex-A53, 1,5 GHz

Architektura ARMv8 64-bit, 28 nm

3-rdzeniowy ARM Mali-450 MP, 700 MHz

### **Pamięć**

Karta SD, 8 GB, 90 MB/s

### **System operacyjny (OS)**

Google Android

### **Zasilanie**

DC 12V, 5A

### **Sterowanie**

Pilot zdalnego sterowania lub komunikacja szeregową

### **Kanały wielokrotnej kontroli**

Maksymalnie 5 kanałów

**Interfejs zewnętrzny**

4x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet (10/100)

**Akcesoria standardowe**

Uchwyt ścienny

**Akcesoria opcjonalne**

Stojak podłogowy, okulary czerwono-zielone, moduł Wi-Fi

**Wymiary i waga**

(Szer.) 568 x (Wys.) 372 x (Gł.) 54 mm

Waga: ok. 4,0 kg