



MP NSL-2Z - LAMPA SZCZELINOWA

Lampa szczelinowa typu Zeiss.

Producent: **Medical Partner**, Polska



Wysoka jakość w dobrej cenie.

- doskonała optyka
- soczewki z wielowarstwową powłoką
- oświetlenie: żarówka LED
- tonometr aplanacyjny typu Z - opcja
- płynna regulacja oświetlenia w podstawie lampy

Karta katalogowa: <https://medicalpartner.com.pl/katalog/nsi-5z/>

Konstrukcja	Typ "ZEISS"
Powiększenie:	10x, 16x
Szerokość szczeliny:	do 14 mm.
Filtry:	niebieski, zielony, dyfuzor, absorbujący ciepło.