



## MP NSL-5Z - LAMPA SZCZELINOWA

Lampa szczelinowa typu Zeiss.

Producent: **Medical Partner**, Polska



Wysoka jakość w dobrej cenie.

- doskonała niemiecka optyka
- soczewki z wielowarstwową powłoką
- oświetlenie: żarówka LED
- możliwość rozbudowy o przystawkę fotograficzną
- tonometr aplanacyjny typu Z - opcja
- płynna regulacja oświetlenia w podstawie lampy

Karta katalogowa: <https://medicalpartner.com.pl/katalog/nsl-5z/>

Konstrukcja	Typ "ZEISS"
Powiększenie:	6x, 10x, 16x, 25x, 40x.
Szerokość szczeliny:	do 14 mm.
Filtry:	niebieski, zielony, żółty (opcja), dyfuzor, absorbujący ciepło.