



EVERVIEW LUCID KR - AUTOREFRAKTOMETR

Nowoczesny autorefraktometr z keratometrem. Innowacyjne rozwiązania techniczne zapewniają precyzyjny pomiar refrakcji i keratometrii.

Producent: **EverView, Korea Płd.**



Wysokiej jakości autorefraktokeratometr. Innowacyjna technologia zapewniająca wysoką dokładność pomiarów. Odchylany 7-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD. Wygodny podbródek z elektromotoryczną regulacją wysokości.

- niezwykle dokładny i powtarzalny pomiar metodą pryzmatów hexagonalnych
- ultraszybki pomiar refrakcji
- keratometria centrum i peryferii
- funkcja retroiluminacji
- elektromotoryczna regulacja głowicy oraz podbródka
- duży, dotykowy i uchylny ekran LCD (opcja)

Karta katalogowa: <https://medicalpartner.com.pl/katalog/lucid-kr/>