



VISIONIX SPEEDY-K2 - AUTOREFRAKTOMETR

Nowoczesny, wyjątkowo szybki i precyzyjny autorefraktometr. Szybkie, wiarygodne pomiary dla pacjentów w każdym wieku.

Producent: **Visionix, Francja**



Technologia pomiaru autorefraktometrów serii Speedy-K2 umożliwia niezwykle szybki, automatyczny pomiar refrakcji i keratometrii. Ta technologia została opracowana i wprowadzona na rynek przez firmę NIKON. Wyjątkowa jakość zapewnia długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

- najszybszy autorefraktometr na rynku: 0,01 sek.
- najdokładniejszy pomiar refrakcji na zasadach skiaskopii
- kontrola akomodacji podczas badania z wydrukiem wartości akomodacji spoczynkowej
- pomiar astygmatyzmu resztkowego koniecznego przy kalkulacji soczewek kontaktowych oraz IOL
- specjalny tryb pomiaru dla dzieci i osób z oczopląsem
- wskaźnik wiarygodności pomiaru

Karta katalogowa : <https://medicalpartner.com.pl/katalog/speedy-k2/>