



SL-266 - KASETA SZKIEŁ PRÓBNYCH

Kaseca szkieleł próbnycch SL-266:

CHARAKTERYSTYKA

- 266 soczewek
- plastikowa oprawa soczewek - Ø38mm
- apertura soczewek - Ø26mm
- oznakowanie - czerwone i czarne
- sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych
 - od 0.25D do 6.00D krok 0.25
 - od 6.50D do 10.00D krok 0.50
 - od 11.00D to 15.00D krok 1.00
 - od 16.00D to 20.00D krok 2.00
- cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych
 - od 0.25D do 4.00D krok 0.25
 - od 4.50D do 6.00D krok 0.50
- soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk
 - 0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0
- akcesoria: 14 sztuk
 - RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF
 - Cross cylinder +0.25 / 0.50