



**SOCZEWKA ASFERYCZNA 78D -
SZKŁA OKULISTYCZNE**

Producent: **ION VISION, USA**



- soczewka bezkontaktowa do lamp szczelinowych o mocy 78D
- soczewka wykonana całkowicie ze szkła z unikalną powłoką antyrefleksyjną
- pole widzenia: 81-139°
- odległość robocza: 8mm
- powiększenie: 0.93x
- powiększenie plamki lasera.: 1.08x
- parametry optyczne odpowiadają soczewkom Ocular High Mag 78 i VOLK 78D