



## **SOLEKO FIL611 - SOCZEWKA ASFERYCZNA**

Soczewka asferyczna hydrofilna.

**Producent:**  
SOLEKO

**Kraj pochodzenia:**  
Włochy



## **CHARAKTERYSTYKA**

- materiał: hydrofilny polimer akrylowy
- zakres dioptryzacji: od -15D do +50D
- wielkość cięcia: 2,0 mm
- angulacja haptyk: 50
- filtr światła: UV kompatybilny z laserem YAG
- ostre krawędzie wzdłuż części optycznej i haptycznej