



## SOLEKO FIL611T - SOCZEWKA TORYCZNA

Specjalistyczna soczewka toryczna produkowana na zamówienie tak, że oś cylindra jest ustawiona zawsze na osi 0-180°. To unikalne rozwiązanie sprawia że implanatacja soczewki jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.

**Producent:**  
SOLEKO

**Kraj pochodzenia:**  
Włochy



## CHARAKTERYSTYKA

- materiał: hydrofilny polimer akrylowy
- zakres dioptryzacji: od -5D do +30D
- zakres mocy cylindra: od +1D do +6D w osi 0-180°
- wielkość cięcia: 2,0 mm
- angulacja haptok: 50
- filtr światła: UV kompatybilny z laserem YAG
- ostre krawędzie wzdłuż części optycznej i haptycznej