



## **SOLEKO PMMA 100CS - SOCZEWKA TYLNOKOMOROWA**

Soczewka tylnokomorowa PMMA.

**Producent:**  
SOLEKO

**Kraj pochodzenia:**  
Włochy



## **CHARAKTERYSTYKA**

- materiał: PMMA
- zakres dioptryzacji: od -5D do +30D
- angulacja haptków: 100
- filtr światła: UV kompatybilny z laserem YAG
- ostre krawędzie wzdłuż części optycznej i haptycznej