



VISIONIX VX22 - PANEL LCD

Panel LCD o wysokiej rozdzielczości.

Producent: **VISIONIX**, Francja.



Pobierz broszurę

- **VX 22-NP: ekran bez polaryzacji**

Produkt oferuje szeroką gamę testów, w tym tablice i testy widzenia kolorowego. Dzięki pełnemu zakresowi funkcji i wysokiej ergonomii, urządzenie to jest również proste w obsłudze, co standardowa tablica.

- **Elastyczna odległość czytania**

Odległość czytania można dostosować w zakresie od 2 do 8 metrów lub skorzystać z trybu lustrzanego w przypadku małych pomieszczeń. Wielkość tablic może być następnie zmniejszana lub zwiększana w zależności od odległości czytania, aby utrzymać ten sam kąt widzenia.

- **Pełna kompatybilność**

Wyświetlacz tablic można zsynchronizować z automatycznym foropterem Visionix VX 65 za pomocą opcjonalnych kabli lub WiFi. Po zsynchronizowaniu zmiana tablic możliwa jest za pomocą panelu sterowania VX 65 lub tabletu.

Najważniejsze cechy:

- testy: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, pierścienie Landolta, figury geometryczne, czerwono-zielony, binokularny, test Wortha, test Schrobera, na astygmatyzm, test Amslera, Badanie na Ślepotę Barw, ETDRS, testy Dezzle, test Regana, Pelli Robson, film dla dzieci i wiele innych
- panel LCD 23,6"

- sterowany pilotem
- wbudowana dioda LED do fiksacji
- wbudowane głośniki
- wbudowany interfejsy : RS-232, IR, 4 x USB, VGA, HDMI, LAN

Dane techniczne:

Ekran

- **Rozmiar ekranu:** 23,6 cala
- **Rozdzielczość:** 1920×1080
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Odległość czytania:** od 2 do 8 metrów (78 do 315 cali)
- **Ostrość wzroku:** od 0,1 do 2,0

Zakres pomiarowy

- **Zasilanie:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A
- Wbudowany głośnik
- **Interfejs:** RS-232, IR, 4x USB, VGA, HDMI, LAN
- Wbudowane diody LED do zewnętrznego punktu fiksacji
- **Obsługiwane formaty mediów** (do celów reklamowych): ASF, WMV, WMA, OGG, MOV, RM, RA, RAM, MP4, MPEG, AVI, VOB, MPG

Stojaki i uchwyty

- **7191013:** stojak podłogowy (opcja)
- **7610022:** stojak stołowy (opcja)
- **8230-5041-07:** uchwyt ścienny VESA (w zestawie)

Akcesoria

- Baterie do pilota
- Pendrive USB
- Pilot radiowy
- Kabel zasilający i transformator
- Odpowiednie testy dla dzieci
- Oprawka czerwono/zielona

Więcej informacji: <https://www.visionix.com/product/digital-acuity-panels-visionix-vx-22/>