




VISIONIX VX22LP - PANEL LCD Z POLARYZACJĄ

Panel LCD z polaryzacją o wysokiej rozdzielczości.

Producent: **VISIONIX**, Francja.



- polaryzacja liniowa
- testy: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, pierścienie Landolta, figury geometryczne, czerwono-zielony, binokularny, test Wortha, test Schrobera, na astygmatyzm, test Amslera, Badanie na Ślepotę Barw, stereoskopowe, ETDRS, testy Dezzle, test Regana, Pelli Robson, film dla dzieci
- testy polaryzacyjne
- test 3D
- doskonała jakość
- panel LCD 23,6"
- sterowany pilotem
- wbudowana dioda LED do fiksacji
- wbudowane głośniki
- wbudowany interfejsy : RS-232, IR, 4 x USB, VGA, HDMI, LAN

Karta katalogowa: <https://www.visionix.com/product/digital-acuity-panels-visionix-vx-22/>