



VISIONIX VX36 - DIOPTRIOMIERZ ELEKTRONICZNY

Dioptriometer nowej generacji, zapewniający łatwy i precyzyjny pomiar każdej soczewki.

Producent: **Visionix, Francja**

The Visionix logo features a stylized 'V' composed of two curved segments, one red and one blue, positioned above the word 'VISIONIX' in a bold, orange, sans-serif font.

- 130 punktów pomiarowych
- wiązka pomiarowa - zielone światło
- pomiar transmisji UV i światła niebieskiego
- szeroki zakres pomiarowy dla wszystkich typów soczewek
- dotykowy ekran LCD 7"
- automatyczna detekcja soczewek progresywnych
- zintegrowana drukarka termiczna
- pomiar odległości między źrenicami
- dostępny tryb dla soczewek kontaktowych

Karta katalogowa: <https://www.visionix.com/product/autolensmeters-visionix-vx-36/>