



VISIONIX VX90 - AUTOREFRAKTOMETR

Nowoczesny i precyzyjny autorefrakto-keratometr. Szybkie, wiarygodne pomiary dla pacjentów w każdym wieku.

Producent: **Visionix, Francja**



WYSOKIEJ JAKOŚCI AUTOREFRAKTO-KERATOMETR. ODCHYLANY 7-CALOWY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD. WYGODNY PODBRÓDEK Z ELEKTROMOTORYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI.

- bardzo dokładny i powtarzalny pomiar
- szybki pomiar refrakcji
- keratometria centrum i peryferii
- funkcja retroiluminacji
- auto tracking w osi Y
- pomiar średnicy rogówki i źrenicy
- elektromotoryczna regulacja głowicy oraz podbródka
- duży, dotykowy i uchylny ekran LCD

Karta katalogowa: <https://www.visionix.com/product/autorefractor-keratometer-visionix-vx-90/>