



WELCH ALLYN PANOPTIC PLUS - OFTALMOSKOP PANORAMICZNY

Oftalmoskop panoramiczny.

Producent:

Welch Allyn

Kraj pochodzenia:

USA

WelchAllyn[®]

Oftalmoskop panoramiczny PANOPTIC Plus firmy WELCH ALLYN - USA

- unikalna technologia SureColor™ LED zapewniająca idealny obraz bez odbłasków przy mniejszej intensywności światła oraz zapewnia:
 - większy komfort dla pacjenta dzięki niskiej emisji ciepła !!!
 - 3x dłuższą pracę bez konieczności ładowania akumulatora !!!
 - 30x dłuższą żywotność żarówki !!!
 - stałą barwę światła bez względu na regulację jasność !!!
- GWARANCJA NA ŻARÓWKĘ - 7 LAT !!!
- GWARANCJA NA OFTLAMOSKOP - 5 LAT !!!
- **20x większe pole obserwacji w porównaniu ze standardowym oftalmoskopem !!!**
- **w zestawie specjalny adapter iExaminer SmartBracket do obserwacji i cyfrowej dokumentacji badania (pasuje do dowolnego smartfona) !!!**
- szczelna obudowa i specjalna, odporna na kurz optyka
- przysłony: duża plamka, mała plamka, punk fiksacyjny, szczelina
- filtry: zielony (red free) i Cobalt Blue
- dynamiczny fokus w zakresie od -20D do +25D
- zasilanie: akumulator Lithium Ion
- w zestawie kabel USB-C do ładowania akumulatora z ładowarki np. smartfona (ładowarka nie jest dołączana)
- etui ochronne
- smartfon - opcja

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=mOIFjvAdZK0&ab_channel=BaxterHealthcare-U.S.[/embed]