



WELCH ALLYN PRESTIGE Z ŻARÓWKĄ HALOGENOWĄ - OFTALMOSKOP

Oftalmoskop wyposażony w koaksjalny system optyczny.

Producent:

Welch Allyn

Kraj pochodzenia:

USA



- Oftalmoskop akumulatorowy AUTOSTEP COAXIAL Lithium Ion w twardej obudowie ochronnej
- Coaxial Vision System zwiększający pole obserwacji, wprowadzający większą ilość światła nawet przy wąskiej źrenicy oraz minimalizujący refleksy
- szczelna obudowa odporna na kurz optyka
- 6 przesłon: duża plamka, mała plamka, mikro plamka, fiksacja, szczelina, filtr Cobalt Blue
- niezależny filtr zielony (red free) i polaryzacyjny
- 68 soczewek w zakresie od -30D do +38D z krokiem co 1D !!!
- podświetlany wskaźnik mocy soczewki ułatwiający obsługę
- gumowy kołnierz ochronny ułatwiający pracę w okularach
- w zestawie rączka akumulatorowa i ładowarka stołowa